


FAUTEUIL DE MASSAGE NO STRESS

EXCELIO

**Modèle : EXCELIO****Tension Voltage :** 220 V – 240 V 50 / 60 HZ**Puissance Watt :** 240 W**Normes :** CE ROHS**Poids :** 70 KG**Dimension en position départ :** Longueur 123 cm**Dimension en position allongée :** Longueur 180 cm**Largeur :** 76 cm / **Hauteur :** 150 cm**Couleur :** Noir**Garantie & Service après-vente - Matériel Garantie****2 ans****NO STRESS** est une marque française de conception de fauteuils de massage12
TECHNOLOGIES

Caractéristiques techniques

- ▶ 4 Programmes de massage automatiques
- ▶ Massage par pression d'air : 32 Airbags (Épaules / Hanches / Bras / Mollets)
- ▶ Détection automatique de morphologie
- ▶ Fonction thérapie de chauffage des lombaires
- ▶ Fonction vibration fessier
- ▶ 3 niveaux d'intensité des airbags
- ▶ 3 niveaux de vitesse des massages
- ▶ Temps de massage de 15 minutes
- ▶ Réglage des massages : Complet / Partiel / Fixe
- ▶ Roulettes à l'arrière du fauteuil
- ▶ Appuie tête réglable
- ▶ Pochette pour la télécommande
- ▶ Revêtement du fauteuil en matière Polyuréthane (P.U.) pour un entretien facile et rapide aux normes C.E. de sécurité incendie

Plusieurs Techniques de massage

Pression



Etirements



Percussions



Shiatsu



Tapotements



Pétrissage et tapotements



Accessoires inclus

Télécommande

Multifonctions en français :

- Écran de contrôle LCD
- 4 programmes automatiques
- Démarrage/Arrêt
- Programme manuel
- Réglage des jambes et du dos
- Touche zéro gravité
- Touche chauffage



Accessoires en option

Boîtier de commande monnayeur :

Jetons
et pièces

- Compteur intérieur
- Tiroir-caisse avec clés de sécurité
- Réglage du temps de massage de 5 à 15 Minutes
- Affichage du temps de massage en façade
- Pattes de fixation
- Câble connexion au fauteuil
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Manuel d'utilisation

Boîtier bouton poussoir :

Libre
service

- Compteur intérieur
- Bouton poussoir en façade
- Réglage du temps de massage de 5 à 15 Minutes
- Affichage du temps de massage en façade
- Pattes de fixation
- Câble connexion au fauteuil
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Manuel d'utilisation

COVID-19 : Entretien, nettoyage et désinfection des fauteuils de massage No Stress

Tous les fauteuils de massage NO STRESS sont munis d'un revêtement spécialement conçu pour un entretien simple. Grâce à son revêtement spécifique, vous pouvez désinfecter et nettoyer les fauteuils de massage avec des lingettes désinfectantes antibactériennes.

NO STRESS

Showroom

478 Rue de la découverte
Mini parc 3 - 31670 LABEGE14 Avenue du Maréchal Foch
31800 SAINT GAUDENS

NO STRESS

14 Avenue du Maréchal Foch
31800 SAINT GAUDENS

Tél : +33 5 61 89 48 28

E-Mail : contact@nostresspro.com

Site Web : www.nostresspro.com